



 **800 Pasquinelli Dr. Westmont, IL 60559 USA**

 **toll-free: 800.556.0349**

 **sales@thomasmedical.com**

EMBRYO TRANSFER CATHETER

DESCRIPTION:

Embryo transfer catheter sets are comprised of a transfer catheter and a guide catheter. The devices consist of a closed inner catheter and a detachable outer sheath that is attached to the inner catheter by a Luer compatible adapter. The inner catheter is 18g with rounded tip. Length of Embryo Transfer Catheter is 18 to 23cm.

INDICATIONS:

The Embryo Transfer Catheter is used to place in vitro fertilized (IVF) embryos into the uterine cavity.

CONTRAINDICATIONS:

This device should not be used in the presence of:

- Active pelvic infection
- Sexually transmitted disease
- Pregnancy
- Confirmed or suspected intrauterine device
- Uterine perforation

WARNINGS:

The catheter should never be forced against digitally felt resistance while inside the uterine cavity, as forcing the catheter may result in damage to the endometrial tissue and bleeding. The outer sheath should not be advanced further than the internal, and should certainly never enter the uterine cavity, as this may result in damage to the endometrial tissue and bleeding. The inner catheter should not be pulled back further than the last graduation. Removing it from the outer sheath completely may result in damage to the endometrial tissue and bleeding.

CAUTION:

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

PRECAUTIONS:

Infection may occur due to bacterial contamination of the device during vaginal manipulation. This may result in urinary tract infection (UTI), pelvic inflammatory disease (PID), or uterine infection. Bleeding may occur as a result of trauma due to insertion of the catheter through the cervix. Embryo transfer procedures should only be performed by physicians trained in Assisted Reproductive Techniques.

ADVERSE REACTIONS:

There have not been any reports of any adverse reactions to the Embryo Transfer Catheter.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Place patient in a lithotomy or knee/chest position.
2. Insert vaginal speculum to expose cervix.
3. If applicable, place obturator into guide catheter to aid in traversing the cervix.
4. Insert guide catheter through cervix. NOTE: Some guide catheters have markings or positioners to aid proper placement.
5. If applicable, remove obturator prior to placement of transfer catheter.
6. Attach syringe to luer-style fitting of transfer catheter and follow laboratory procedure for loading embryos into catheter.
7. Insert transfer catheter into guide catheter.
8. Advance transfer catheter until the tip is in desired location within the uterine cavity. NOTE: Ultrasound can be used to locate the tip of the transfer catheter. Some catheters are equipped with bands for enhanced visualization under ultrasound.
9. Expel embryos into the uterine cavity.
10. Remove catheters and check for embryo retention.

PRODUCT INFORMATION:

Product Number: TMI1290

OD Size:

Length:

MADE IN USA

MANUFACTURED BY:

Thomas Medical, Inc.

800 Pasquinelli Dr., Westmont IL 60559

Telephone: (800) 556-0349

Fax: (888) 411-3754



STERILE R

MADE IN USA

CATHÉTER DE TRANSFERT D'EMBRYON

DESCRIPTION:

Les ensembles de cathéters de transfert d'embryons sont composés d'un cathéter et un cathéter guide. Les appareils se composent d'un cathéter interne et une gaine extérieure amovible qui est fixée au cathéter interne à l'aide d'un adaptateur compatible Luer. L'intérieur Le cathéter pèse 18 g avec une extrémité arrondie. Durée du transfert d'embryons. Le cathéter mesure de 18 à 23 cm.

INDICATIONS:

Le cathéter de transfert d'embryons est utilisé pour placer in vitroembryons fécondés (FIV) dans la cavité utérine.

CONTRE-INDICATIONS:

Cet appareil ne doit pas être utilisé en présence de:

- Infection pelvienne active
- Maladies sexuellement transmissibles
- Grossesse
- Dispositif intra-utérin confirmé ou suspecté
- Perforation utérine

AVERTISSEMENTS:

Le cathéter ne doit jamais être forcé contre une résistance ressentie digitalement à l'intérieur de la cavité utérine, car le forçage du cathéter peut endommager le tissu endométrial etsaignement. La gaine extérieure ne doit pas être avancée davantage que l'interne, et ne doit certainement jamais pénétrer dans la cavité utérine, car cela peut entraîner des dommages au tissu endométrial et des saignements. Le cathéter interne ne doit pas être tiré plus loin que la dernière graduation. En le retirant de l'extérieurLa gaine peut entraîner des lésions du tissu endométrial et des saignements.

PRUDENCE:

La loi fédérale restreint la vente de cet appareil par ou sur l'ordre d'un médecin.

PRÉCAUTIONS:

Une infection peut survenir en raison d'une contamination bactérienne du dispositif lors d'une manipulation vaginale. Cela peut entraîner une infection des voies urinaires (IVU), maladie inflammatoire (MIP) ou infection utérine. Des saignements peuvent survenir à la suite d'un traumatisme dû à l'insertion du cathéter dans le col de l'utérus. Les procédures de transfert d'embryons ne doivent être effectuées que par des médecins formés aux techniques de procréation assistée.

INDÉSIRABLES:

Aucun effet indésirable n'a été signalé sur le cathéter de transfert d'embryons.

MODE D'EMPLOI :

1. Placez le patient en position de lithotomie ou de genou/poitrine.
2. Insérez du spéculum vaginal pour exposer le col de l'utérus.
3. Le cas échéant, placez l'obturateur dans le cathéter de guidage pour faciliter la traversée du col de l'utérus.
4. Insérez le cathéter de guidage dans le col de l'utérus. RE-MARQUE : Certains cathéters de guidage ont des marquages ou des positionneurs pour faciliter un placement correct.
5. S'il y a lieu, retirer l'obturateur avant de mettre en place le cathéter de transfert.
6. Fixez la seringue à l'ajustement de type Luer du cathéter de transfert et suivez la procédure de laboratoire pour charger les embryons dans le cathéter.
7. Insérez le cathéter de transfert dans le cathéter de guidage.
8. Faites avancer le cathéter de transfert jusqu'à ce que l'extrémité soit à l'endroit souhaité dans la cavité utérine. REMARQUE : L'échographie peut être utilisée pour localiser l'extrémité du transfertcathéter. Certains cathéters sont équipés de bandes pour une meilleure visualisation sous échographie.
9. Expulser les embryons dans la cavité utérine.
10. Retirez les cathéters et vérifiez la rétention d'embryons.

INFORMATION PRODUIT:

Numéro de produit : TMI1290

Taille OD :

Longueur:

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

FABRIQUÉ PAR:

Thomas Médical, Inc.

800, promenade Pasquinelli, Westmont IL 60559

Téléphone : (800) 556-0349

Télécopieur : (888) 411-3754



STERILE R

MADE IN USA

CATÉTER DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

DESCRIPCION:

El set de catéteres de transferencia de embriones se compone de un Catéter de transferencia y un catéter guía. Los dispositivos constan de un catéter interno y una funda exterior desmontable cerrado que se adjunta al catéter interno mediante un adaptador compatible Luer. El catéter interno es de 18 g con punta redondeada y el catéter de transferencia de embriones mide de 18 a 23 cm.

INDICACIONES:

El Catéter de Transferencia de Embriones se utiliza para colocar in vitro embriones fertilizados (FIV) en la cavidad uterina.

CONTRAINDICACIONES:

Este dispositivo no debe utilizarse en presencia de:

- Infección pélvica activa
- Enfermedades de transmisión sexual
- Embarazo
- Dispositivo intrauterino confirmado o sospechoso
- Perforación uterina

ADVERTENCIAS:

El catéter nunca debe ser forzado dentro de la cavidad uterina si hay resistencia contra el tacto digital al insertarlo. El catéter puede provocar sangrado o daños en el tejido endometrial. La funda o cubierta exterior no debe adelantarse más que la cubierta interna, y ciertamente esta cubierta exterior nunca debe entrar en la cavidad uterina ya que puede producir daño. El catéter interior no debe retirarse más allá de la última graduación. Sacarlo de la cubierta exterior completamente puede igualmente producir sangrado o daños al tejido endometrial.

CAUTELA:

La ley federal restringe la venta de este dispositivo por o por orden de un Médico.

PRECAUCIONES:

La infección puede ocurrir debido a la contaminación bacteriana del dispositivo durante la manipulación vaginal. Éste puede provocar infección del tracto urinario (ITU), enfermedad inflamatoria (EIP) o infección uterina. El sangrado puede ocurrir como resultado de un traumatismo debido a Inserción del catéter a través del cuello uterino. Los procedimientos de transferencia embrionaria solo deben ser realizados por médicos capacitados en Técnicas de Reproducción Asistida.

REACCIONES ADVERSAS:

No ha habido ningún informe de ningún efecto adverso reacciones al catéter de transferencia embrionaria.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Coloque al paciente en una litotomía o en posición de rodilla/pecho.
2. Inserte el espéculo vaginal para exponer el cuello uterino.
3. Si corresponde, coloque el obturador en el catéter guía para ayudar a atravesar el cuello uterino.
4. Inserte el catéter guía a través del cuello uterino. NOTA: Algunos catéteres guía tienen marcas o posicionadores para ayudar a la colocación adecuada.
5. Si corresponde, retire el obturador antes de colocar el catéter de transferencia.
6. Conecte la jeringa al catéter de transferencia estilo luer y siga el procedimiento de laboratorio para cargar embriones en el catéter.
7. Inserte el catéter de transferencia en el catéter guía.
8. Avance el catéter de transferencia hasta que la punta esté en la ubicación deseada dentro de la cavidad uterina. NOTA: El ultrasonido se puede utilizar para localizar la punta de la transferencia catéter. Algunos catéteres están equipados con bandas para mejorar la visualización bajo ultrasonido.
9. Expulsar los embriones a la cavidad uterina.
10. Retire los catéteres y verifique la retención de embriones.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Número de producto: TMI1290

Tamaño del diámetro exterior:

Longitud:

HECHO EN EE.UU

FABRICADO POR:

Thomas Medical, Inc.

800 Pasquinelli Dr., Westmont IL 60559

Teléfono: (800) 556-0349

Fax: (888) 411-3754



STERILE R

MADE IN USA

EMBRYO-TRANSFERKATHETER

BESCHREIBUNG:

Embryotransfer-Katheter-Sets bestehen aus einem Transfer Katheter und einen Führungskatheter. Die Geräte bestehen aus einem geschlossenen Innenkatheter und eine abnehmbare Außenhülle, die mit einem Luer-kompatiblen Adapter an den inneren Katheter angeschlossen. Das Innere Der Katheter ist 18 g lang und hat eine abgerundete Spitze. Dauer des Embryotransfers Der Katheter ist 18 bis 23 cm lang.

ANGABEN:

Der Embryotransferkatheter wird verwendet, um in vitro befruchtete (IVF) Embryonen in die Gebärmutterhöhle.

KONTRAINDIKATIONEN:

Dieses Gerät sollte nicht verwendet werden in Gegenwart von:

- Aktive Beckeninfektion
- Sexuell übertragbare Krankheiten
- Schwangerschaft
- Bestätigtes oder vermutetes Intrauterinpeppar
- Perforation der Gebärmutter

WARNUNGEN:

Der Katheter sollte niemals gegen digital empfundene Fühler gedrückt werden Widerstand in der Gebärmutterhöhle, da die Katheter kann zu einer Schädigung des Endometriumgewebes führen und Blutung. Der äußere Mantel sollte nicht weiter vorgeschoben werden als das Innere, und sollte auf keinen Fall in die Gebärmutter gelangen Hohlraum, da dies zu einer Schädigung des Endometriumgewebes führen kann und Blutungen. Der Innenkatheter sollte nicht zurückgezogen werden über den letzten Abschluss hinaus.

VORSICHT:

Das Bundesgesetz beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf durch oder auf Bestellung eines Arzt.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

Eine Infektion kann aufgrund einer bakteriellen Kontamination auftreten des Geräts während der vaginalen Manipulation. Das kann zu Harnwegsinfektionen (HWI), entzündliche Erkrankungen (PID) oder Gebärmutterinfektionen. Blutungen können als Folge eines Traumas auftreten aufgrund von Einführen des Katheters durch den Gebärmutterhals. Embryotransfervverfahren sollten nur von Ärzten durchgeführt werden, die in assistierten Reproduktionstechniken ausgebildet sind.

NEBENWIRKUNGEN:

Es liegen keine Berichte über nachteilige Reaktionen auf den Embryotransferkatheter.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Bringen Sie den Patienten in eine Steinschnitt- oder Knie-/Brustposition.
2. Führen Sie das Vaginalspekulum ein, um den Gebärmutterhals freizulegen.
3. Platzieren Sie gegebenenfalls den Obturator in den Führungskatheter, um die Durchquerung des Gebärmutterhalses zu erleichtern.
4. Führen Sie den Führungskatheter durch den Gebärmutterhals ein. HINWEIS: Einige Führungskatheter verfügen über Markierungen oder Positionierer, um die korrekte Platzierung zu erleichtern.
5. Entfernen Sie gegebenenfalls den Obturator vor dem Platzieren des Transferkatheters.
6. Befestigen Sie die Spritze an der Luer-Passform des Transferkatheters und befolgen Sie das Laborverfahren zum Laden von Embryonen in den Katheter.
7. Führen Sie den Transferkatheter in den Führungskatheter ein.
8. Schieben Sie den Transferkatheter vor, bis sich die Spitze an der gewünschten Stelle in der Gebärmutterhöhle befindet. HINWEIS: Ultraschall kann verwendet werden, um die Spitze des Transfers zu lokalisieren Katheter. Einige Katheter sind mit Bändern ausgestattet, um die Sichtbarkeit unter Ultraschall zu verbessern.
9. Embryonen in die Gebärmutterhöhle ausstoßen.
10. Entfernen Sie die Katheter und prüfen Sie, ob der Embryo zurückgehalten ist.

PRODUKTINFORMATION:

Produktnummer: TMI1290

Außendurchmesser:

Länge:

HERGESTELLT IN DEN USA

HERGESTELLT VON:

Thomas Medical, Inc.

800 Pasquinelli Dr., Westmont IL 60559

Telefon: (800) 556-0349

Fax: (888) 411-3754



STERILE R

MADE IN USA



	
 800 Pasquinelli Dr. Westmont, IL 60559 USA	
	
 toll-free: 800.556.0349	
	
 sales@thomasmedical.com	

EMBRYO-TRANSFERKATHETER BESCHREIBUNG: Embryotransfer-Katheter-Sets bestehen aus einem Transfer Katheter und einen Führungskatheter. Die Geräte bestehen aus einem geschlossenen Innenkatheter und eine abnehmbare Außenhülle, die mit einem Luer-kompatiblen Adapter an den inneren Katheter angeschlossen. Das Innere Der Katheter ist 18 g lang und hat eine abgerundete Spitze. Dauer des Embryotransfers Der Katheter ist 18 bis 23 cm lang. ANGABEN: Der Embryotransferkatheter wird verwendet, um in vitro befruchtete (IVF) Embryonen in die Gebärmutterhöhle. KONTRAINDIKATIONEN: Dieses Gerät sollte nicht verwendet werden in Gegenwart von: - Aktive Beckeninfektion - Sexuell übertragbare Krankheiten - Schwangerschaft - Bestätigtes oder vermutetes Intrauterinpressar - Perforation der Gebärmutter WARNUNGEN: Der Katheter sollte niemals gegen digital empfundene Fühler gedrückt werden Widerstand in der Gebärmutterhöhle, da die Katheter kann zu einer Schädigung des Endometriumgewebes führen und Blutung. Der äußere Mantel sollte nicht weiter vorgeschoben werden als das Innere, und sollte auf keinen Fall in die Gebärmutter gelangen Hohlraum, da dies zu einer Schädigung des Endometriumgewebes führen kann und Blutungen. Der Innenkatheter sollte nicht zurückgezogen werden über den letzten Abschluss hinaus. Entfernen von außen Vollständige Schleuse kann zu einer Schädigung der Gebärmutterschleimhaut führen Gewebe und Blutungen. VORSICHT: Das Bundesgesetz beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf durch oder auf Bestellung eines Arzts. VORSICHTSMAßNAHMEN: Eine Infektion kann aufgrund einer bakteriellen Kontamination auftreten des Geräts während der vaginalen Manipulation. Das kann zu Harnwegsinfektionen (HWI), entzündliche Erkrankungen (PID) oder Gebärmutterinfektionen. Blutungen können als Folge eines Traumas auftreten aufgrund von Einführen des Katheters durch den Gebärmutterhals. Embryotransferverfahren sollten nur von Ärzten durchgeführt werden, die in assistierten Reproduktionstechniken ausgebildet sind.

NEBENWIRKUNGEN: Es liegen keine Berichte über nachteilige Reaktionen auf den Embryotransferkatheter.

GEBRUIKSAANWIJZING: - Plaats de patiënt in een lithotomie of knie-/borstpositie. - Breng het vaginale speculum in om de baarmoederhals bloot te leggen. - Plaats de obturator indien van toepassing in de geleidekatheter om te helpen bij het passeren van de baarmoederhals. - Breng de geleidingskatheter door de baarmoederhals in. OP-MERKING: Sommige geleidekatheters hebben markeringen of positioneringsmechanismen om de juiste plaatsing te vergemakkelijken. - Indien van toepassing, verwijder de obturator voordat u de transferkatheter plaatst. - Bevestig de spuit aan de luer-vormige fitting van de transferkatheter en volg de laboratoriumprocedure voor het laden van embryo's in de katheter. - Plaats de transferkatheter in de geleidingskatheter. - Vervroeg de transferkatheter totdat de punt zich op de gewenste plaats in de baarmoederholte bevindt. NOTITIE: Echografie kan worden gebruikt om de punt van de overdracht te lokaliseren katheter. Sommige katheters zijn uitgerust met banden voor verbeterde visualisatie onder echografie. - Verdrijf embryo's in de baarmoederholte. - Verwijder de katheters en controleer of het embryo vast zit.

PRODUCTINFORMATIE: Productnummer: TMI1290 OD-grootte: Lengte: GEMAAKT IN DE VS GEMAAKT DOOR: Thomas Medical, Inc. 800 Pasquinelli Dr., Westmont IL 60559 Telefoon: (800) 556-0349 Fax: (888) 411-3754
--



CATETERE PER IL TRASFERIMENTO DELL'EMBRIONE DESCRIZIONE: I set di cateteri per il trasferimento di embrioni sono costituiti da un catetere e un catetere guida. I dispositivi sono costituiti da un catetere interno e una guaina esterna staccabile che è fissata al catetere interno tramite un adattatore compatibile Luer. L'interno Il catetere è da 18 g con punta arrotondata. Durata del trasferimento embrionale Il catetere misura da 18 a 23 cm. INDICAZIONI: Il catetere per il trasferimento di embrioni viene utilizzato per posizionare in vitro embrioni fecondati (FIV) nella cavità uterina. CONTROINDICAZIONI: Questo dispositivo non deve essere utilizzato in presenza di: - Infezione pelvica attiva - Malattie sessualmente trasmissibili - Gravidanza - Dispositivo intrauterino confermato o sospetto - Perforazione uterina AVVERTENZE: Il catetere non deve mai essere forzato contro il feltro digitale resistenza all'interno della cavità uterina, come forzare il catetere può causare danni al tessuto endometriale e sanguinante. La guaina esterna non deve essere ulteriormente avanzata rispetto a quello interno, e certamente non dovrebbe mai entrare nell'utero carie, in quanto ciò può causare danni al tessuto endometriale e sanguinamento. Il catetere interno non deve essere tirato indietro oltre l'ultima laurea. Rimuovendolo dall'esterno guaina completamente può causare danni all'endometrio tessuto e sanguinamento. CAUTELA: La legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su ordine di un Medico.
--

PRECAUZIONI: L'infezione può verificarsi a causa della contaminazione batterica del dispositivo durante la manipolazione vaginale. Questo può provocare infezioni del tratto urinario (UTI), malattia infiammatoria (PID) o infezione uterina. Il sanguinamento può verificarsi a seguito di un trauma dovuto a Inserimento del catetere attraverso la cervice. Le procedure di trasferimento embrionale devono essere eseguite solo da medici formati in tecniche di riproduzione assistita.
--

REAZIONI AVVERSE: Non sono stati segnalati effetti negativi reazioni al catetere per il trasferimento embrionale.
--

ISTRUZIONI PER L'USO: - Posizionare il paziente in una litotomia o in posizione ginocchio/torace. - Inserire lo speculum vaginale per esporre la cervice. - Se applicabile, posizionare l'otturatore nel catetere guida per facilitare l'attraversamento della cervice. - Inserire il catetere guida attraverso la cervice. NOTA: Alcuni cateteri guida sono dotati di marcature o posizionatori per facilitare il corretto posizionamento. - Se applicabile, rimuovere l'otturatore prima di posizionare il catetere di trasferimento. - Collegare la siringa al raccordo in stile luer del catetere di trasferimento e seguire la procedura di laboratorio per caricare gli embrioni nel catetere. - Inserire il catetere di trasferimento nel catetere guida. - Far avanzare il catetere di trasferimento fino a quando la punta non si trova nella posizione desiderata all'interno della cavità uterina. NOTA: Gli ultrasuoni possono essere utilizzati per localizzare la punta del trasferimento catetere. Alcuni cateteri sono dotati di bande per una migliore visualizzazione sotto ecografia. - Espellere gli embrioni nella cavità uterina. - Rimuovere i cateteri e verificare la ritenzione dell'embrione.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: Codice prodotto: TMI1290 Dimensione del diametro esterno: Lunghezza: FABBRICATO NEGLI USA FABBRICATO DA: Thomas Medical, Inc. 800 Pasquinelli Dr., Westmont IL 60559 Telefono: (800) 556-0349 Fax: (888) 411-3754



CATETER DE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES DESCRIÇÃO: Os conjuntos de cateteres de transferência de embriões são compostos por uma transferência cateter e cateter-guia. Os dispositivos consistem em um cateter interno e bainha externa destacável que está acoplada ao cateter interno por um adaptador compatível com Luer. O interior O cateter é de 18g com ponta arredondada. Duração da Transferência de Embriões O cateter tem de 18 a 23cm. INDICAÇÕES: O Cateter de Transferência de Embriões é utilizado para colocação in vitro embriões fertilizados (FIV) na cavidade uterina. CONTRA-INDICAÇÕES: Este dispositivo não deve ser utilizado na presença de: - Infecção pélvica ativa - Doenças sexualmente transmissíveis - Gravidez - Dispositivo intrauterino confirmado ou suspeito - Perfuração uterina AVISOS: O cateter nunca deve ser forçado contra feltro digitalmente resistência enquanto dentro da cavidade uterina, como forçando o cateter pode resultar em danos ao tecido endometrial e hemorragia. A bainha externa não deve ser mais avançada do que o interno, e certamente nunca deve entrar no útero cavidade, pois isso pode resultar em danos ao tecido endometrial e sangramento. O cateter interno não deve ser puxado para trás além da última graduação. CUIDADO: A lei federal restringe este dispositivo à venda por ou por ordem de um Médico.
--

PRECAUÇÕES: A infecção pode ocorrer devido à contaminação bacteriana do dispositivo durante a manipulação vaginal. Este pode resultar em infecção do trato urinário (ITU), pélvica doença inflamatória (DIP), ou infecção uterina. O sangramento pode ocorrer como resultado de trauma devido a inserção do cateter através do colo do útero. Os procedimentos de transferência de embriões só devem ser realizados por médicos treinados em Técnicas de Reprodução Assistida.

REAÇÕES ADVERSAS: Não houve relatos de nenhum adverso reações ao Cateter de Transferência de Embriões.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: - Coloque o paciente em uma litotomia ou posição joelho/tórax. - Insira espéculo vaginal para expor o colo do útero. - Se aplicável, coloque o obturador no cateter-guia para ajudar na travessia do colo do útero. - Insira o cateter-guia através do colo do útero. NOTA: Alguns cateteres-guia têm marcações ou posicionadores para ajudar na colocação adequada. - Se aplicável, remova o obturador antes da colocação do cateter de transferência. - Encaixe a seringa no cateter de transferência do tipo luer e siga o procedimento laboratorial para carregar os embriões no cateter. - Insira o cateter de transferência no cateter-guia. - Avançar cateter de transferência até que a ponta esteja no local desejado dentro da cavidade uterina. NOTA: O ultrassom pode ser usado para localizar a ponta da transferência cateter. Alguns cateteres são equipados com bandas para melhor visualização sob ultrassom. - Expulsar embriões para a cavidade uterina. - Retire os cateteres e verifique a retenção de embriões.
--

INFORMAÇÃO DO PRODUTO: Número do produto: TMI1290 Tamanho do diâmetro externo: Comprimento: FABRICADO NOS EUA FABRICADO POR: Thomas Médica, Inc. 800 Pasquinelli Dr., Westmont IL 60559 Telefone: (800) 556-0349 Fax: (888) 411-3754



قنچالال لقن قرطسق فـصـو لقن قئىلمخ نم قنچالال لقن قرطسق شاعومخم نولكتت ققلغم نم قنچالال نولكتت .ديجوتلتا قرطسقىو قرطسقىل لصتتم لىصفلل لباقى جىراخ دمغو قئىلخاد قرطسقى قئىلخادلا Luer. غم قفاوتم لومح قسطاوب قئىلخادلا قرطسقىل ىلإ قنچالال لقن قئىم .ردىدتسم فـىرط غم مارچ 18 قرطسقىل مـس. 23 ىلإ 18 قرطسقىل

لـامـخـتـسـالـا عـنـاود ربىتخملأ يىف اومخضول قنچالال لقن قرطسق مادختسا متى مـجرلا فىىوچىت ىلإ (IVF) قـبـصـخـمـلأ قنچالال لـامـخـتـسـالـا عـنـاود نـوـچـو يىف زاهجل اذه مادختسا يىغبنى ال قطنشلا ضوخل تاباىتلأ ايسىنج قلوخنملا ضارملا لمـح مـبـبـتـسـمـ وا قلكوم مـجرلا لـخـاد زاهـج دـوچـو مـجرلا بـقـث
--

بـتـاـيـتـحـا يىرىتكبىلأ شولتلا ببسبب ىودغلأ ثدحتق اذه .يـلـبـهـمـلأ بـغـالـتـلا ءانثأ زاهجلل ضوخلأ (UTI) قئىلوپلا قكلاسملا باباىتلأ ىلإ ىدوى دق مـجرلا ىودع وا (PID) يىباباىتلأ ضررم ببببب قموصلا عچىتن فىيزنلا ثدحي دق مـجرلا قنن رـبـ قـرـبـ قـرـطـسـقىل لـاـخـد لـبـق نـم طـوق قنچالال لقن شاهارجأ ذىفىنت متى نأ ببجي قـدـعـاسـمـلا بـاـجـنـالـا شـاـيـنـقـت ىلـع نـيـرـبـدـمـلأ ءابـطـالـا

قـئـىـبـىـلـسـلـا لـقـنـلـا دودر قئىبىلس يان ع رىدراقت يافاناه نلكت مل قنچالال لقن قرطسقىل ع لىقنلأ دودر
--

مـادـخـتـسـالـا شـاـمـولـعـت رـصـولـا / قـبـلـولـا وا قاصـجـلا عـضـبـو يىف ضرىوملأ عـض . مـجرلا قنن عـضـفـل قئىبىلمل راطنملا لىخأ . مـجرلا قنن زايىتـجـا يىف قـدـعـاسـمـلـل قئىمـىـچـوتـلا قرطسقىل يىف دىرلا عـض ، انكـمـ لـكـلـذ ناك اذإ . مـجرلا قنن لـاـلـخ نـم دىچوتـلا قرطسقى لىخأ . لكشپ اوخـضـو يىف قـدـعـاسـمـلـل شادـجـم وا شامالـع ىلـع قـوچـومـلا قرطسقىل ضـعـبـ يـوتـجـت :نـظـحـالمـ جـىـجـصـ لقنلا قرطسقى عـضـبو لـبـق دىرلا طارـبـ مـق ، نـقـمـا اذإ . قنچالال لىمـجـتـل قـهـرىـتـخـمـلأ شامارجال عابىتاو لقنلا قرطسقى نم luer طين بىلكوتل قنقح فاغرا . قرطسقىلأ يىف دىچوتـلا قرطسقى يىف لقنلا قرطسقى لىخأ . مـجرلا فىىوچىت لـخـاد بـولـطـمـلأ عـقـومـلا يىف فـرطـلا نوـكـي ىتـح قـئـىـتـم لقن قرطسقى . لقنلا فـرـط عـقـوم دىچـتـل قئىتوصرلا قوف شاموملأ مادختسا نكـمـي :نـظـحـالمـ قئىتوصرلا قوف شاموملأ تحت روصىتلأ نىمىجىتل قطنشأب قرطسقىلأ ضـعـبـ زىهـجـت ـپـت .رـطـسـقى مـجرلا فىىوچىت يىف قنچالال رـط .
--

نئىنچلا سابىتخا نم ققجىتلأو قرطسقىلأ طازاؤ . جىتنملا شامولمخم TMI1290 :جىتنملا مقـر يىمىظنتلا رىوطتلا مـجـح لـوـط الكىردمأ يىف غنص قـطـسـاوب غنـص قئىببطلأ ساموت قكـرش
--

